

TECNILABO

TECNIPLAST GROUP



REJOIGNEZ-NOUS
SUR LINKEDIN



WWW.TECNILABO.COM

AMÉNAGEMENT
DU LABORATOIRE

CONTRÔLE DE LA
CONTAMINATION

INSTRUMENTATION
POUR LA
CHAÎNE DU FROID

CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT
DU LABORATOIRE

PROJET
SUR MESURE

contact@tecniplast.fr

04 72 52 94 41

CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION & ATMP

Poste de sécurité microbiologique (PSM) de classe II

Protection du produit, de l'opérateur et de l'environnement



Plusieurs modèles disponibles : Safemate EZ, ECO+, Total, Cyto

- Grille antérieure en forme de « V » pour éviter l'obstruction pendant le travail
- Vitre frontale inclinée et coulissante avec positionnement automatique
- Système de fermeture avec pression sur les joints
- Panneau de commande à écran LCD avec touches tactiles
- Plusieurs tailles : 0.9-1.2-1.5-1.8
- Mode ECO



Isolateurs pour Thérapies Cellulaires et Géniques Avancées



Hotte PCR, Hotte à flux laminaire
Protection du produit



Incubateurs CO₂

ÉQUIPEMENTS RÉFRIGÉRÉS ET THERMOSTATIQUES



Congélateurs

- -20°C à -86°C, 100 à 870 L
- Haute isolation
- Faible niveau sonore
- Panneaux de contrôle avec application dédiée
- Nombreuses versions : slim pour un gain de place, double motorisation pour un maximum de sécurité (Biobanque), double portes...
- Excellente uniformité et stabilité
- Double sonde de température



Réfrigérateurs



AMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE

Mobilier et sorbonne chimique



Armoire de sécurité
(ventilée ou non)

